

Provtagningsanvisning NaBAL

Nationell biobank för akut leukemi (NaBAL)

Inför provtagning

Prov tas i samband med rutindiagnostik före start av behandling där diagnosen akut leukemi är misstänkt eller fastställd.

Patienten skall innan provtagning ges muntlig och skriftlig information om provtagningen och lämna skriftligt samtycke. Detta dokument ska sparas i patientjournalen.

Vid provtagningen fyller man i provtagningsblanketten som finns att hämta på klinisk kemis hemsida www.sahlgrenska.se/klinkem/remisser. Denna blankett ska följa med proverna till laboratoriet.

Provtagning

3-4 mL benmärg tillsätts i vardera 2 odlingsrör (samma som för kromosom-analys) innehållande 8 mL odlingsmedium. Ska kromosomanalys utföras tas ytterligare 1 rör. Provtagning för biobanken skall ske oavsett om man t.ex. på grund av ålder inte planerar att utföra någon kromosom analys.

Provtagningsrören beställs från:
Sektionen för cytogenetik
Laboratoriet för klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel: 031-342 1248

Transport

Proverna transporteras i rumstemperatur så snart som möjligt till laboratoriet. Om insamlingen sker utanför Sahlgrenska universitetssjukhuset skickas proverna förpackade i transporthylsa och vadderat kuvert i rumstemperatur snarast till adressen ovan. Proverna får inte frysas och ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 timmar från provtagningstillfället.

Om något är oklart angående provtagning kontakta laboratoriet.

Inger Ögärd, sektionsledare
Telefon: 031-342 1248
E-post: inger.ogard@vgregion.se

2009-11-30